



# GIMA

## NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION 18.000 pixel - senza cavo

**Codice:** 71606  
**Categoria:** Nasofaringoscopi - Germania  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2548757  
**CND:** Z12021006  
**EAN13:** 8023279716061



**Descrizione:** NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION senza cavo

Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale. Fascio di fibre estremamente sottile ed eccezionalmente maneggevole, dotato di una speciale lente grandangolare che con un controllo preciso permette di raggiungere livelli elevati di profondità e messa a fuoco. Materiali di alta qualità garantiscono un'illuminazione eccellente e omogenea. Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente. Il design collaudato permette l'utilizzo senza problemi per molti anni.

- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine
- impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo con una sola mano
- adatto a pulizia meccanica e disinfezione

Made in Germany.

Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con tester di perdite e manuale (GB, IT). Manuale FR, DE disponibile su [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**Caratteristiche tecniche:**

- Risoluzione: 18.000 pixel
- Ø di lavoro: 3,4 mm
- Direzione di visione: 0°
- Peso: 230 g
- Lunghezza operativa: 320 mm
- Deflessione punta: su 130°, giù 130°
- Messa a fuoco: 1-50 mm
- Campo di visione: 80°