



# GIMA

## PORTAPILLOLE con Bluetooth

**Codice:** 25871

**Categoria:** Tagliapillole, frantumapillole

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279258714

**Descrizione:** PORTAPILLOLE WIRELESS

Distributore automatico di pillole wireless per gestire e registrare i dosaggi delle pillole con App Healbox e server cloud.

Consente ai pazienti e agli assistenti di programmare dosaggi fino a un massimo di 28 giorni consecutivi, cosicché la dose giusta sia somministrata al momento giusto a ciascun paziente.

Fino a 9 allarmi acustici e visivi al giorno, che restano attivati per 30 minuti o fino all'apertura del portapillole.

Ruota automaticamente al momento della dose successiva.

28 scomparti con capacità di 24 pillole delle dimensioni dell'aspirina.

Il coperchio può essere chiuso con la chiave in metallo.

Per ospedali, centri di cura o uso personale.

Fornito con 1 vassoio per farmaci, 1 set di anelli dosatori, 1 chiave in metallo, 4 batterie AA e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

Configurazione semplice: solo tre pulsanti per impostare ora/allarme/volume  
Anello con coperchio e sistema di chiusura resistente all'umidità  
Chiave inclusa per chiusura di sicurezza del coperchio

**Caratteristiche tecniche:**

- Alloggiamenti: 28 fessure
- Bluetooth: campo limitato 10 metri
- Capacità: 24 pillole (grandezza Aspirina)
- Alimentazione: 4 batterie AA
- Materiale: ABS
- Dimensioni: 225x h 68 mm
- Dim. display LED: 60x30 mm
- Peso: 600 g