



GIMA

SIRINGA BD EMERALD CON AGO 23G - 2 ml Luer Slip centrale

Codice: 23867

Categoria: Aghi e siringhe

Unità di vendita: conf. 100 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 411641

CND: A020102010201

EAN13: 30382903077404



Descrizione: SIRINGHE BD EMERALD CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE

- Capacità: 2 ml
- Misura dell'ago: 23G - 0.6x25 mm
- Codice BD: 307740
- Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe
- Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità
- Top stantuffo ruvido: Riduce lo slittamento in fase di somministrazione
- Stopper verde e graduazione in grassetto: Per dosare in maniera accurata
- Corpo trasparente: Consente di visualizzare il fluido
- Anello di ritenzione robusto: Previene la fuoriuscita accidentale dello stantuffo