



# GIMA

## GLUCOMETRO iHEALTH BG5 - senza strisce

**Codice:** 23514

**Categoria:** iHealth prodotti benessere personale wireless

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** IVD - Autoanalisi



**EAN13:** 00856362005159

**Descrizione:** KIT GLUCOMETRO iHEALTH GLUCO+ BG5s SMART

Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo pratico per misurare e registrare i livelli di glucosio nel sangue dal dispositivo portatile.

- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta promemoria e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice
- funziona on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.

Il kit comprende 10 lancette, penna pungidito, cavo di ricarica USB e valigetta per il trasporto.

App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabic.

Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni apparecchio: 98x35x27,8 mm
- Metodo misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio deidrogenasi (FAD/GDH)
- Intervallo risultati: 20 mg/dL~600 mg/dL (1,1 mmol/L~33,3 mmol/L)
- Alimentazione: CC 3,7 V
- Campione sangue: sangue intero capillare
- Volume sangue: Min. 0,5 micro litri