



# GIMA

## FERMATESTA "FERMO-3" - adulti - rosso

**Codice:** 34109  
**Categoria:** Fermacapo  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2598630  
**CND:** M030599  
**EAN13:** 6974442051019



**Descrizione:** FERMACAPO

**FERMO 3 - adulto**

**Colore: rosso**

**Dimensioni immobilizzatore aperto (cm): 40x26x18**

**Peso (kg): 1**

**Materiale: plastica impermeabile alta densità**

Modelli di fermacapo per adulti e per bambini, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da due blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto. Sui lati è presente un'apertura per le orecchie. Utilizzabili con barelle a cucchiaio e barelle in PE.

Il rivestimento in plastica impermeabile agevola la pulizia ed evita la proliferazione batterica

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL,DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.