



GIMA

SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

Codice: 43430
Categoria: Carrozzine
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2692857
CND: V080502
EAN13: 8023279434309



Descrizione: **SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI**

Sedia idraulica in acciaio ideale per trasferire il paziente dal letto alla toilette, alla doccia o altrove.

Include 3 sedute intercambiabili:

- seduta comoda fissa utilizzabile con o senza bacinella WC estraibile
- seduta in plastica estraibile per doccia
- seduta con cuscino morbido removibile. La seduta per doccia e la seduta con cuscino morbido possono essere all'occorrenza smontate, garantendo così igiene e pulizia
- apertura e chiusura a 180° facilitate, flessibilità di movimento
- sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm
- portata: 125 kg
- rotelle anteriori pivotanti con freno, rotelle posteriori unidirezionali che impediscono lo scivolamento della sedia a causa del centro di gravità instabile degli utilizzatori colpiti da paralisi.

Dimensioni imballo: 79x63x33 cm.

Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57cm