



GIMA

SPONDA LETTO RIBALTABILE

Codice: 27704
Categoria: Letti ospedalieri
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2692654
CND: Y1899
EAN13: 8023279277043



Descrizione: SPONDA LETTO A RIBALTA

Agganciabile al letto come ausilio per le persone che hanno difficoltà a muoversi, ad alzarsi e a coricarsi. Struttura a ribalta pieghevole con un solo gesto: la maniglia può essere facilmente ripiegata su entrambi i lati. Semplice da usare, azionamento con una sola mano.

- regolazione continua dell'altezza
- 3 livelli di regolazione della larghezza della maniglia
- la pratica maniglia in PU si abbassa e si alza di 180 gradi
- luce per l'uso notturno
- fabbricata in ferro

Dimensioni: 64-84x63,5xh 73,5-91,5 cm. **Peso:** 3,95 kg

Dimensioni imballo: 60x46x36 cm

Portata max: 125 kg

PER QUALSIASI TIPO DI LETTO