



GIMA

CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

Codice:	45718
Categoria:	Carrelli medicazione ed emergenza
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Non dispositivo medico



EAN13: 8023279457186

Descrizione: CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

Carrello per anestesia in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle antistatiche Ø 10 cm (di cui 2 con freno).

Dimensioni: 75x47,5x93 cm

Dimensioni interne cassetti:

2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm

2 cassetti 42,4x37,5x11 cm

1 cassetto 42,4x37,5x22 cm

Ripiano superiore rivestito di vetro trasparente

Supporto per igienizzante mani

Maniglione su entrambi i lati

Piano di lavoro estraibile

Il pedale controlla l'apertura del coperchio

Contenitore removibile

Dotazione standard:	Serratura centrale
	2 portarifiuti ABS con coperchio unico
	Piano lavoro estraibile
	10 scatole anestesia
	Divisori
	Supporto igienizzante mani
	Portaoggetti
	Contenitore rifiuti taglienti 2l