



# GIMA

## CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 11

**Codice:** 34589

**Categoria:** Concentratori di ossigeno

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** II B

**NSIS:** 2567515

**CND:** Z12159004

**EAN13:** 6933257924925



**Descrizione:** **CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 11**

Concentratore portatile e silenzioso che costituisce una fonte di ossigeno affidabile ed efficiente. Fornisce ossigeno ad alta concentrazione ai pazienti con disturbi respiratori. Grazie alla forma compatta e alla facilità di trasporto, è ideale per una ossigenoterapia continua in qualsiasi luogo.

- 4 impostazioni per regolare la quantità di ossigeno somministrato
- setaccio molecolare staccabile
- risposta in 0,02 s
- generazione di ossigeno mediante impulsi
- batteria al litio modulare
- sistema di allarme automatico

Fornito con batteria agli ioni di litio ricaricabile, alimentatore CA + cavo di alimentazione CC, 1 set di 2 filtri di feltro, cannula nasale, borsa per trasporto con astuccio protettivo e tracolla regolabile, manuale in GB, IT.

**Caratteristiche tecniche:**

Intervallo di flusso: 3,5 l/min  
Concentrazione di ossigeno: 96~90%  
Pressione di uscita: 150 kPa  
Rumorosità di funzionamento: = 55 dBA  
Potenza in ingresso: 120 W  
Tensione: CA 100-240 V, 50/60 Hz  
Batteria: CC 14,4 V  
Alimentazione: CC 12V-24 V  
Concentrazione ottimale ossigeno: dopo 30 min  
Dimensioni: 22x8xh 22 cm  
Dimensioni dell'imballo: 32x32xh 21 cm  
Peso: 2,2 kg (con batteria)  
Classificazione: apparecchio di Classe II, parte applicata di tipo BF, IP20