



# GIMA

## DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER RINITE ALLERGICA

**Codice:** 28107  
**Categoria:** Cura del naso  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 2663062  
**CND:** Z12040202  
**EAN13:** 6930251801825



**Descrizione:** DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER RINITE ALLERGICA

Il dispositivo offre un metodo innovativo ed efficace per attenuare dopo pochi trattamenti i sintomi associati alla rinite allergica, quali lacrimazione, rinorrea e starnuti. Sicuro, rapido, portatile e facile da usare. Funziona utilizzando fototerapia di due lunghezze d'onda differenti: una (luce infrarossa) produce piccole quantità di calore per migliorare il flusso sanguigno e la circolazione, mentre la seconda (luce rossa) elimina le cellule che rilasciano istamina e diminuisce l'infiammazione, alleviando così i sintomi di irritazione della rinite allergica.

- trattamento in 3 minuti
- sonde nasali senza fili
- sollievo efficace dai sintomi dell'allergia
- terapia a luce rossa
- funzionamento con un solo pulsante

Fornito con forcina nasale, 2 batterie CR 2032, coperchio di protezione e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, RO, GR.

**Caratteristiche tecniche:** Metodo di trattamento: fototerapia a doppia lunghezza d'onda  
Lunghezza d'onda: 652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)  
Tempo di funzionamento: 3 minuti  
Potenza luce: 3-6 mW per narice  
Alimentazione: 2 batterie al litio CR2032, 3V  
Dimensioni - peso: 70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)  
Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22