



GIMA

MISURATORE DI PRESSIONE LEO

Codice: 32902

Categoria: Sfigmomanometri digitali GIMA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1641224

CND: Z1203020408

EAN13: 8023279329025



Descrizione: SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO LEO - CON SOFTWARE

Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione e ampio display LCD a colori.

Utilizzabile per adulti, bambini e neonati.

- archivio dati (3 utenti) fino a 100 gruppi di dati
- funzionamento automatico one-touch
- funzione di allarme con la possibilità di impostare i limiti
- doppia scala: kPa e mmHg
- spegnimento automatico
- selezione di cinque misure di bracciale
- SpO2 opzionale

Fornito con bracciale grande, cavo USB, software e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT)

Software PC per revisione di dati, analisi dei risultati, osservazione dei grafici di tendenza e stampa di report

Caratteristiche tecniche:

Metodo di misurazione: oscillometrico

Intervallo di misurazione: 0-39,6 kPa (0-297 mmHg) Risoluzione: 3 mmHg

Accuratezza: pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)

Gonfiaggio: automatico - Sgonfiaggio: automatico progressivo

Display: schermo LCD a colori 2,8" interfaccia USB

Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore opzionale

Sicurezza: dispositivo di classe II parte applicata di tipo BF

Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g