



# GIMA

## **PESAPERSONE MECCANICA A COLONNA PROFESSIONALE WUNDER R150A 150 kg - Classe III**

**Codice:** 25011

**Categoria:** Bilance a colonna meccaniche

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I M

**NSIS:** 2516414

**CND:** V0399

**EAN13:** 8052570460014



**Descrizione:** PESAPERSONE MECCANICA A COLONNA WUNDER R150A 150 kg - Classe III

Pesapersone meccanica a colonna professionale con struttura robusta e stabile in alluminio resistente rivestito con polvere epossidica.

Pedana in gomma antiscivolo atossica con tappetino removibile per una migliore sanificazione.

Funzione di regolazione dello zero.

Sistema di pesatura con meccanismo a leva in alluminio fuso e bordi in acciaio zincato per garantire buone prestazioni nel tempo.

Ampio quadrante analogico Ø 180 mm di facile lettura.

Certificato MDR.

Piedini antiscivolo e manuale in GB, IT, ES. Su richiesta FR, DE.

Made in Italy.

**Caratteristiche tecniche:**

- Portata - precisione: 150 kg - 1000 g
- Dimensioni pedana: 240-260x300xh 85 mm
- Dimensioni colonna: Ø 60xh 750 mm
- Dimensioni - peso: 270x400xh 900 mm - 7 kg