



GIMA

CUCITRICE CUTANEA MONOUSO STERILE

Codice: 25891
Categoria: Suture
Unità di vendita: conf. 5 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 899174
CND: H02010101
EAN13: 8023279258912



Descrizione: CUCITRICE CUTANEA MONOUSO STERILE - confezione da 5 pezzi

Semplice e facile da usare. I punti sono in acciaio inossidabile di ottima qualità 317 L per uso medico e ogni apparecchio è dotato di 35 punti.

La sua grande velocità riduce il tempo di suturazione e il rischio di contrarre infezioni.

Le cicatrici sono più sottili e il tempo di cicatrizzazione è velocizzato.

La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'utilizzo dell'apposita levapunti.

Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE.