



GIMA

OTOSCOPIO F.O. LED HEINE MINI 3000 - nero

Codice: 31676
Categoria: Otoscopi HEINE
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1717940
CND: Z12149006
EAN13: 4053755158638



Descrizione: OTOSCOPI F.O. LED HQ MINI 3000

- F.O. LED HQ
- Colore: nero
- Codice HEINE: D-008.70.110
- Fornito in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.

- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire la lampadina
- gestione del calore LED per una luminosità costante nel corso dell'intera durata operativa
- LED ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica
- temperatura di colore: 4.000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90
- doppia luminosità rispetto ad un otoscopio alogeno tradizionale
- indicatore di performance
- la funzione fade-out segnala un'imminente richiesta di sostituzione o di ricarica delle batterie
- durata di funzionamento fino a 10 ore.
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale
- clip con interruttore integrato acceso / spento
- batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692).
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. Compatibile con altri manici.