



# GIMA

## CATETERE ESTERNO UOMO con vasoio - silicone - diam. 24 mm

**Codice:** 28735

**Categoria:** Cateteri esterni uomo

**Unità di vendita:** conf. 30 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2671376

**CND:** U070201

**EAN13:** 6946680199044



**Descrizione:** CATETERI ESTERNI IN SILICONE PER UOMO

- Catetere est. per uomo con vasoio Ø 24 mm
- Misura: S

Cateteri esterni per uomo con vasoio realizzato al 100% in silicone ultrasottile, che elimina il rischio di irritazioni cutanee dovute al lattice. Questo materiale presenta la massima permeabilità al vapore acqueo. Il silicone morbido, traspirante e inodore offre maggiore confort al paziente e mantiene la cute più sana, riducendo il rischio di macerazione. La striscia adesiva è integrata nella guaina del catetere, facilitando l'applicazione e permettendo di indossare a lungo il catetere. Il vasoio integrato evita che le estremità adesive si appiccichino l'una all'altra. La trasparenza consente di ispezionare facilmente la cute.

### Sicurezza

Il cono in silicone resistente allo schiacciamento garantisce la continuità del flusso di urina e il collegamento sicuro a tutti i principali tipi di sacche di raccolta dell'urina.

### Semplicità di utilizzo

Sistema a pezzo unico facile da applicare e rimuovere, fissato alla cute con un adesivo acrilico.

Si adattano perfettamente alla maggior parte dei pazienti

Guaina di lunghezza standard, dotata di adesivo forte e disponibile in cinque misure differenti.

Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica, in scatola da 30 pezzi.