



GIMA

DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole - azzurro

Codice: 43166
Categoria: Deambulatori, esercitatori
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2329037
CND: Y120606
EAN13: 8023279431667



Descrizione: DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole

Deambulatore multifunzionale in alluminio con ruote in PU color argento.
Grandi ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori staccabili, maniglia di regolazione altezza con freno, porta bastone e borsa della spesa.

Dimensione imballo: 59x44x21 cm.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Portata: 136 kg

Peso: 8 kg

Ruote anteriori piroettanti in PU Ø 25 cm (10")

Ruote PU posteriori Ø 20 cm (8")

Pieghevole sollevando la maniglia

Seduta 25x45 cm a 55 cm di altezza

Comoda cintura imbottita di spugna