



# GIMA

## TAVOLINO SERVILETTO ELITE

**Codice:** 27487

**Categoria:** Carrello servitore e pranzo

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279274875

**Descrizione:** TAVOLINO SERVILETTO ELITE

Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella.  
La base consente un maggiore avvicinamento.  
4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque.  
Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica.

**Dimensioni:** 800x400xh 615-905 mm.  
**Carico max:** 25 kg.  
**Peso:** 11,5 kg.  
**Dimensioni dell'imballaggio:** 820x90x430 mm

**Fornito smontato.**

**Ripiano in pannello di fibra a media densità (MDF - Medium Density Fibreboard)**  
**800x400 mm**  
**Altezza regolabile (615-905 mm)**  
**Struttura in acciaio**  
**Manovella pieghevole**  
**Rotelle Ø 16 mm**