



GIMA

TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO CON TR E RTR

Codice: 44775
Categoria: Tavoli operatori
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2549042
CND: Z12011202
EAN13: 8023279447750



Descrizione: TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO con TR e RTR

Tavolo operatorio elettrico per procedure chirurgiche generiche, principalmente in acciaio inox 304.

Motore CC a bassa tensione con prestazioni sicure e stabili.

I movimenti del tavolo sono controllabili con una pulsantiera di facile utilizzo.

Superficie lunghissima, distanza di scorrimento lunghissima.

Poggiapiedi con molla a gas integrata per facilitare il controllo.

Idoneo per chirurgia con raggi X e braccio a C, grazie allo scorrimento orizzontale lunghissimo.

Portata max: 200 kg.

Poggiatesta e poggiapiedi

Poggiatesta e poggiapiedi doppio staccabile per qualsiasi esigenza chirurgica

Pulsantiera

Tutte le funzioni possono essere controllate con pulsantiera e bloccate

Ponte renale

Ponte renale integrato

Superficie del tavolo in 5 sezioni

Sezione testa, schiena, spalle, bacino e gambe, ciascuna con livello cassetta radiografica per consentire l'uso dei raggi X

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 210x50xh 80-100 cm

Portata max: 200 kg

Trendelenburg: 0-25°

Anti-Trendelenburg: 0-22°

Inclinazione laterale (sinistra/destra): 0-20°

Poggiatesta (su/giù): 0-45°/0-90°

Schienale (su/giù): 0-75°/0-20°

Poggiapiedi (su/giù): 0-15°/0-90°

Posizionamento orizzontale poggiapiedi: 0-90°

Scorrimento orizzontale: 30 cm

Elevazione ponte renale: 11 cm

Tensione: 110-220 V, 50/60 Hz

Capacità alimentazione: 1,0 Kw



GIMA

Dotazione standard:

Materasso

- 1 arco reggitelo**
- 2 supporti spalle con cuscino**
- 2 supporti braccia con cuscino**
- 2 supporti gambe con cuscino**
- 2 supporti piedi con cuscino**
- 1 maniglia ponte renale**
- 1 asta portaflebo**