



GIMA

TOURNIQUET AUTOMATICO MEDIONE TRQ-2020 - 2 canali

Codice: 33108
Categoria: Tourniquet pneumatici e digitali
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 2789673
CND: Z12139006
EAN13: 8682754922009



Descrizione: TOURNIQUET AUTOMATICO TRQ-2020 - 2 canali

Tourniquet utilizzati per bloccare o rallentare temporaneamente il flusso sanguigno nelle estremità superiori e inferiori del paziente durante procedure chirurgiche. Inoltre, nell'applicazione dell'Anestesia Endovenosa Regionale (AER), impediscono la circolazione sanguigna nell'area dell'estremità precedentemente sottoposta a drenaggio del sangue. Progettati per uso continuo in adulti e bambini. La pressione è regolabile in un intervallo da 20 a 650 mmHg. I tourniquet hanno 2 prese di connessione da usare con due bracciali. L'AER è applicabile con un bracciale doppio. Dispositivi medici di Classe IIa.

Caratteristiche:

- Prova di tenuta e collaudo sistema automatici
- Possibilità di usare 1 bracciale doppio o 2 singoli contemporaneamente
- Sistema di sicurezza, allarme visivo e sonoro
- Schermo LED
- Controllo microprocessore
- Regolazione tempo di applicazione, intervallo di pressione e allarme sincronizzazione
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, autonomia 20 ore
- 4 bracciali di tourniquet inclusi
- Maniglia per il trasporto

USO PREVISTO DEL SISTEMA DI TOURNIQUET

- Fratture gambe - braccia
- Terapia dito a martello
- Chirurgia artroscopica
- Sindrome tunnel carpale
- Amputazioni
- Inserimento/rimozione impianti gambe/braccia
- Vene varicose
- Correzione tendini
- Asportazione tumori
- Protesi articolari dita, polsi, ginocchia, gomiti
- Asportazione cisti
- Inserimento/rimozione impianti estremità superiori/inferiori

Caratteristiche tecniche: Intervallo pressione bracciale: 20 - 650 mmHg \pm 5 mmHg
Intervallo temporale: 2-240 minuti \pm 1 minuto
Valore nominale compressore: 12 V, 1,5 bar masc.



GIMA

Schermo: LED

Tensione di esercizio: 100-240 V / 50-60 Hz 0,3A Max

Batteria ricaricabile: Batteria al litio, 14,4 V, 5,8Ah, si attiva in caso di interruzione di corrente

Dimensioni - Peso: 235x268xh 275 mm; 3,65 kg

Protezione: tipo BF, Classe II, IP20

Dotazione standard:

1 bracciale singolo riutilizzabile 12" - 30,5x7,6 cm - gamba bebè/braccio bambino

1 bracciale singolo riutilizzabile 18" - 45,7x10,2 cm - gamba bambino/braccio adulto

1 bracciale singolo riutilizzabile 30" - 76,2x12,7 cm - adulto

1 bracciale doppio AER riutilizzabile 20" - 50,8x15,2 cm - adulto

1 tubo blu collegamento paziente - 3 m

1 tubo rosso collegamento paziente - 4 m

Manuale GB, FR, IT, ES. TR disponibile su gimaitaly.com

Cavo alimentazione