



**MED**  
CONSULTING

MED Consulting S.r.l.  
Via Revello 38M, Saluzzo (CN) - Italy  
Tel. +39 0175518040 | info@medconsulting.it  
www.medconsulting.it

## M+D DERMASECURE - LATEX FREE



### NOME PRODOTTO

M+D DERMASECURE

### CODICE PRODOTTO

MDCB-\*\*\* (vedi tabella sottostante per i codici misura)

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Benda elastica coesiva che aiuta a fissare nel modo migliore le medicazioni per il supporto leggero. Aderisce su se stessa, non su cute e peli.  
Di facile e veloce applicazione, morbida sulla pelle, rimovibile in modo atraumatico.

Latex FREE.

### DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo medico non invasivo, ideale per il fissaggio delle medicazioni, usata in caso di contusioni o distorsioni, stiramenti.

### CLASSIFICAZIONE D.M.

DM di Classe I

### Dettagli

CODICE	CODICE EAN	MISURE	SPECIFICHE	COLORE	N° RDM	CND
MDCB-64	8055386924992	6cm x 4m	Latex free	Bianco	2712039	M0303010201
MDCB-84	8055386925012	8cm x 4m	Latex free	Bianco	2712039	M0303010201
MDCB-104	8055386925036	10cm x 4m	Latex free	Bianco	2712039	M0303010201
MDCB-124	8055386925050	12cm x 4m	Latex free	Bianco	2712039	M0303010201
MDCB-620	8055386925074	6cm x 20m	Latex free	Bianco	2712039	M0303010201
MDCB-1020	8055386925098	10cm x 20m	Latex free	Bianco	2712039	M0303010201

### MATERIA PRIMA

Cotone, Fibra di Poliuretano, Spandex

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Benda elastica coesiva in PBT bianco ipoallergenico. Utilizzata per il fissaggio di medicazioni.  
Monouso, non sterile, estensibile, radiotrasparente e conformabile.  
Facilmente srotolabile.

### AVVERTENZE

Prodotto non sterile, non destinato ad essere sterilizzato prima dell'uso.  
Non utilizzare se il confezionamento è danneggiato. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.  
Non utilizzare direttamente sulla cute lesa.

### COMPONENTI





70% COTONE  
27% FIBRA DI POLIURETANO  
3% SPANDEX/SPANDEX

## NORME DI RIFERIMENTO

ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari  
 EN ISO 14971:2012  
 EN ISO 15223-1:2016  
 EN ISO 1041:2008+A1:2013  
 ISO 10993-1:2018  
 ISO 10993-5:2009  
 ISO 10993-10:2013  
 EN 62366-1:2015

## DATI LOGISTICI

### CONFEZIONAMENTO

Singola Unità	Singola unità	Confezionamento secondario 4m	Confezionamento secondario 20m
1 pezzo (4 metri)	1 pezzo (20 metri)	4 METRI: 385pz (6cm); 300pz (8cm); 230pz (10cm); 200pz (12cm);	20 METRI: 75pz (6cm); 45pz (10cm);
			
Busta trasparente	Box in cartoncino	Cartone ondulato	Cartone ondulato

### STOCCAGGIO

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti.

### VALIDITÀ

5 anni se conservato correttamente

### FABBRICANTE

Med Consulting Srl - Via Revello, 38/M - 12037 Saluzzo - CN

### LUOGO DI PRODUZIONE

Cina

### IMPORTATORE

Med Consulting Srl - Via Revello 38/M, 12037 Saluzzo (CN)



MCD