



GIMA

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED DIRECT con speculum riutilizzabili e astuccio - nero - D-856.20.021

Codice: 31664

Categoria: Otoscopi HEINE

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Kit di prodotti medicali



EAN13: 4053755202553

Descrizione: OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V

Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ

- Nero
- Codice HEINE: D-856.20.021
- Speculum riutilizzabili 4 pz. x 4 mm
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse)
- Astuccio rigido

Otoscopio compatto con illuminazione LED diretta. Resa cromatica naturale, il LED non richiede sostituzione. Design esclusivo. Struttura robusta.

Vista dettagliata

- elimina i riflessi del rivestimento interno nero della testina
- immagini ad alta risoluzione
- temperatura di colore 4.000°K
- ingrandimento 3X
- particolarmente brillante grazie al LEDHQ

Funzionamento intuitivo

- sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip
- spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca
- strumentazione semplice

Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente

- tempo di funzionamento fino a 10 ore