


## Scheda Tecnica / *Technical Data Sheet*

<b>Prodotto / Device</b>	<b>Ago per mesoterapia <i>Mesotherapy needle</i></b>	
<b>Ref.</b>	<b>MXXYYYYZZ</b>	
<b>Nome commerciale / Commercial name</b>	<b>MESORELLE®</b>	
<b>F.T. di appartenenza / T.F. belonging</b>	Ago per uso intradermico <i>Intradermic Needle</i>	
<b>Caratteristiche / Features</b>	<p>Ago ipodermico monouso per mesoterapia con affilatura multipla indolore per ottimizzare la penetrazione cutanea. <i>Single use hypodermic needle for mesotherapy with painless multiple sharpening to optimize cutaneous penetration</i></p> <p><b>A) AGO / NEEDLE</b> Ago per iniezione di diametro di 27G, 30G, 31G, 32G o 33G e lunghezza di 4, 6, 8, 12, 25, 40 mm. Acciaio inox AISI 304. <i>Injection needle of diameter of 27G, 30G, 31G, 32G or 33G and length of 4, 6, 8, 12, 25, 40 mm. AISI 304 steel.</i></p> <p><b>B) INNESTO / CONNECTION</b> Innesto in colla Loctite per ago. Loctite setting for needle</p> <p><b>C) CORPO DELL'AGO / NEEDLE HUB</b> Corpo dell'ago in polipropilene con innesto per siringa. <i>Polypropylene needle hub with syringe setting.</i> <b>Cappuccio protettivo in polietilene/Protecting cap in polyethylene</b></p>	

<b>Materiali /</b> <b>Materials</b>	Acciaio inox AISI 304, polipropilene, loctite, PE, resina epossidica, silicone <i>AISI 304 stainless steel, polipropilene, loctite, PE, resina epossidica, silicone</i>	
<b>Destinazione d'uso /</b> <b>Intended use</b>	Somministrazione intradermica <i>Intradermic injection</i>	
<b>Avvertenze /</b> <b>Warnings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare solo se la confezione è integra / <i>Do not use if the package is opened or damaged</i></li> <li>• Usare subito dopo l'apertura della confezione / <i>To use soon after opening</i></li> <li>• Non riutilizzabile / <i>Non-reusable</i></li> <li>• Da utilizzare sotto il controllo medico / <i>To use under medical supervision</i></li> <li>• In caso di perdite interrompere il ciclo e sostituire / <i>Do not use if leakage is observed</i></li> <li>• Il produttore declina ogni responsabilità per danni provocati al paziente derivanti da un uso improprio e diverso da quello indicato / <i>The manufacturer disclaims all responsibility arising from unwarranted use of the device</i></li> </ul>	
<b>Classificazione /</b> <b>Classification</b>	<b>Classe IIa sterile</b> (RIF. MDD 93/42/CEE – ALLEGATO IX – REGOLA 6) <b>Class IIa sterile</b> (REF. MDD 93/42/CEE – ANNEX IX – RULE 6)	 <b>0373</b>
<b>CND</b>	A019006	
<b>Sterilizzazione /</b> <b>Sterilization</b>	Ossido di etilene. Non ri-sterilizzabile <i>Ethylene Oxide. Not re-sterilizable</i>	
<b>Scadenza /</b> <b>Shelf life</b>	5 anni <i>5 years</i>	
<b>Confezionamento /</b> <b>Standard packaging</b>	Confezione singola in carta medica e polipropilene. Scatole da 100 pezzi. Cartoni da pezzi 10.000. <i>Individually packed in a medical paper and polypropylene blister. Internal boxes of 100 units. External boxes of units 10.000.</i>	
<b>Stoccaggio /</b> <b>Storage</b>	Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da luce e fonti di calore <i>Store in a dry and clean place. Do not store at extreme temperature and humidity</i>	
<b>Assenza di lattice /</b> <b>Latex free</b>	Sì <i>Yes</i>	
<b>Assenza di ftalati /</b> <b>Dehp free</b>	Sì <i>Yes</i>	
<b>Biocompatibilità /</b> <b>Biocompatibility</b>	Biocompatibile in accordo a UNI EN ISO 10993-1 <i>Biocompatible in according to UNI EN ISO 10993-1</i>	

<b>Fabbricante / Manufacturer</b>	<b>M.V. Srl – Via F.lli Cervi 7, 46023 Gonzaga (MN) - ITALY</b>
---------------------------------------	---

<b>Elenco Codici / Reference List</b>	<b>Descrizione / Description</b>
M0127G04	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 4mm / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 4mm</i>
M0127G025	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 2.5mm / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 2.5mm</i>
M0127G06	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 6mm / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 6mm</i>
M0127G12	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 12mm / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 12mm</i>
M0127G25	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 25mm / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 25mm</i>
M0127G40	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 40mm / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 40mm</i>
M0130G04	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 4mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 4mm</i>
M0130G025	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 2.5mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 2.5mm</i>
M0130G06	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 6mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 6mm</i>
M0130G08	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 8mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 8mm</i>
M0130G12	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 12mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 12mm</i>
M0130G25	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 25mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 25mm</i>
M0130G40	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 40mm / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 40mm</i>
M0131G04	Ago mesoterapia Ø31G e lunghezza 4mm / <i>Mesotherapy needle Ø31G and lenght 4mm</i>
M0131G025	Ago mesoterapia Ø31G e lunghezza 2.5mm / <i>Mesotherapy needle Ø31G and lenght 2.5mm</i>
M0131G12	Ago mesoterapia Ø31G e lunghezza 12mm / <i>Mesotherapy needle Ø31G and lenght 12mm</i>
M0131G25	Ago mesoterapia Ø31G e lunghezza 25mm / <i>Mesotherapy needle Ø31G and lenght 25mm</i>
M0132G025	Ago mesoterapia Ø32G e lunghezza 2.5mm / <i>Mesotherapy needle Ø32G and lenght 2.5mm</i>
M0132G04	Ago mesoterapia Ø32G e lunghezza 4mm / <i>Mesotherapy needle Ø32G and lenght 4mm</i>
M0132G06	Ago mesoterapia Ø32G e lunghezza 6mm / <i>Mesotherapy needle Ø32G and lenght 6mm</i>
M0132G12	Ago mesoterapia Ø32G e lunghezza 12mm / <i>Mesotherapy needle Ø32G and lenght 12mm</i>

M0133G04	Ago mesoterapia Ø33G e lunghezza 4mm / <i>Mesotherapy needle Ø33G and lenght 4mm</i>
M0133G12	Ago mesoterapia Ø33G e lunghezza 12mm / <i>Mesotherapy needle Ø33G and lenght 12mm</i>
M0133G025	Ago mesoterapia Ø33G e lunghezza 2.5mm / <i>Mesotherapy needle Ø33G and lenght 2.5mm</i>
M0131G06	Ago mesoterapia Ø31G e lunghezza 6mm / <i>Mesotherapy needle Ø31G and lenght 6mm</i>
M0127G12T	Ago mesoterapia Ø27G e lunghezza 12mm parete extra sottile / <i>Mesotherapy needle Ø27G and lenght 12mm extra thin wall</i>
M0130G12T	Ago mesoterapia Ø30G e lunghezza 12mm parete extra sottile / <i>Mesotherapy needle Ø30G and lenght 12mm extra thin wall</i>
M0132G025P	Ago mesoterapia Ø32G e lunghezza 2.5mm Picotage / <i>Mesotherapy needle Ø32G and lenght 2.5mm Picotage</i>